

Uputstvo za upotrebu

INTRAmatic Prophy contra-angle 31 ES - REF

1.003.1109



KaVo. Dental Excellence.

**Prodaja:**

KaVo Dental GmbH

Bismarckring 39

D-88400 Biberach

Tel. +49 7351 56-0

Faks +49 7351 56-1488

**Proizvođač:**

Kaltenbach & Voigt GmbH

Bismarckring 39

D-88400 Biberach

[www.kavo.com](http://www.kavo.com)



**Sadržaj**

<b>1</b>	<b>Napomene za korisnike</b> .....	<b>4</b>
1.1	Odredbe garancije .....	6
<b>2</b>	<b>Bezbednost</b> .....	<b>8</b>
2.1	Opis simbola bezbednosti .....	8
2.2	Odredjivanje svrhe primene. Svrshodna primena .....	10
2.3	Napomene o sigurnosti .....	12
<b>3</b>	<b>Opis proizvoda</b> .....	<b>15</b>
3.1	Tehnički podaci .....	15
3.2	Uslovi transporta i uskladištenja .....	16
<b>4</b>	<b>Puštanje u rad</b> .....	<b>18</b>
<b>5</b>	<b>Rukovanje</b> .....	<b>19</b>
5.1	Staviti medicinski proizvod .....	19

5.2	Skinuti medicinski proizvod .....	20
5.3	Upotrebiti gumene kupe ili četkice za poliranje .....	21
5.4	Otkloniti gumene kupe ili četkice za poliranje .....	24
<b>6</b>	<b>Metode pripreme prema ISO 17664 .....</b>	<b>25</b>
6.1	Priprema na mestu upotrebe .....	25
6.2	Čišćenje .....	26
6.2.1	Čišćenje: Ručno čišćenje spolja .....	26
6.2.2	Čišćenje: Mašinsko čišćenje spolja .....	27
6.2.3	Čišćenje: Ručno unutrašnje čišćenje .....	28
6.2.4	Čišćenje: Mašinsko unutrašnje čišćenje .....	30
6.3	Dezinfekcija .....	32
6.3.1	Dezinfekcija: Ručna spoljna dezinfekcija .....	33
6.3.2	Dezinfekcija: Ručna unutrašnja dezinfekcija .....	34
6.3.3	Dezinfekcija: Mašinska spoljna i unutrašnja dezinfekcija .....	35

---



6.4	Sušenje .....	36
6.5	Sredstva i sistemi za negu - održavanje .....	37
6.5.1	Sredstva i sistemi za negu - održavanje: Nega KaVo sprejom .....	38
6.5.2	Sredstva i sistemi za negu - održavanje: Nega KaVo SPRAYrotor .....	39
6.5.3	Sredstva i sistemi za negu - održavanje: Nega KaVo QUATTROcare .....	39
6.6	Pakovanje .....	40
6.7	Sterilizacija .....	41
6.8	Skladištenje .....	43
<b>7</b>	<b>Pomoćna sredstva .....</b>	<b>45</b>





## 1 Napomene za korisnike

Poštovani korisnici,  
Firma KaVo želi Vam ugodno iskustvo rada sa ovim kvalitetnim proizvodom. Da biste mogli da radite bez teškoća, ekonomično i bezbedno, pridržavajte se sledećeg uputstva.

© Copyright by KaVo Dental GmbH

### Simboli

	Pogledajte poglavlje Sigurnost/Simbol upozorenja
	Važne informacije za korisnike i tehničare

	Zahtev za reagovanje postupkom
	Oznaka CE (Communauté Européenne). Proizvod obeležen tom oznakom ispunjava zahteve važećih smernica Evropske Unije.
	Može se sterilisati parom 134 °C -1 °C / +4 °C (273 °F -1.6 °F / +7.4 °F)
	Može se termički dezinfikovati

### Ciljana grupa

Ovaj dokument je namenjen zubaru/ki kao i pomoćnicima zubara. Poglavlje puštanja u rad je namenjeno i serviseru-tehničaru.

## 1.1 Odredbe garancije

Za ovaj KaVo medicinski proizvod važe sledeći uslovi garancije:

Kavo garantuje krajnjem korisniku besprekornu funkciju, kao i da neće imati greške u materijalu ili pri obradi u periodu od 12 meseci od datuma računa pod sledećim uslovima:

U slučaju opravdanih reklamacija KaVo će ispuniti uslove ove garancije besplatnom popravkom ili zamenom proizvoda. Drugi zahtevi, bez obzira koje vrste, posebno za nadoknadu štete, su isključeni. U slučaju kašnjenja, grubog nemara ili kriminalne namere, to će važiti samo ako ne postoje prisilni zakonski propisi da se uradi suprotno.

KaVo nije odgovoran za greške i njihove posledice koje su nastale ili su mogle nastati prirodnim habanjem, nestručnim rukovanjem, nestručnim čišćenjem ili održavanjem, nepoštovanjem uputstva za upotrebu, ili propisa za priključivanje, stvaranjem kamenca ili korozije, nečistoćama u dovodu vazduha i vode kao i usled hemijskih ili električnih uticaja, koji su neuobi-



čajeni ili nisu dozvoljeni prema KaVo uputstvima za upotrebu i prema ostalim uputstvima proizvođača. Garancija generalno ne obuhvata lampe, optičke vodove od stakla i optička vlakna, staklene delove, gumene delove i postojanost boje na plastičnim delovima.

Isključuje se svaka odgovornost, ako kvarovi ili njihove posledice počivaju na zahvatima od strane kupca ili trećih lica, neovlašćenih od strane KaVo - a.

Potraživanja iz garancije se mogu praviti samo, ako se uz proizvod podnese potvrda o kupovini u obliku računa ili kopije otpremnice. Iz istog trgovac mora moći jasno da vidi datum kupovne, tip i serijski broj.

## 2 Bezbednost

### 2.1 Opis simbola bezbednosti



Simbol upozorenja

#### Struktura



#### OPASNOST

**Uvod opisuje vrste i izvore opasnosti.**

Ovaj odeljak opisuje moguće posledice zanemarivanja rizika.

- ▶ Dodatni korak sadrži potrebne mere koje su neophodne za izbegavanje opasnosti.

## Opis stepena opasnosti

Napomene o sigurnosti u ovom dokumentu raspoređene su u tri stepena opasnosti i služe da se spreče materijalne štete i povrede.



### OPREZ

#### **OPREZ**

upozorava na mogućnost nastanka opasne situacije koja za posledicu može imati materijalne štete, lakše ili srednje teške povrede.



### UPOZORENJE

#### **UPOZORENJE**

upozorava na mogućnost nastanka opasne situacije koja za posledicu može imati teške povrede ili smrt.

**⚠ OPASNOST****OPASNOST**

odnosi se na najviši stepen opasnosti. Upozorava na neposredno opasnu situaciju koja za posledicu može imati teške povrede ili smrt.

## 2.2 Odredjivanje svrhe primene. Svrshodna primena

Ovaj medicinski proizvod je

- namenjen samo za stomatološki tretman pri lečenju zuba. Ma koji drugi oblik upotrebe ili izmene na proizvodu nije dozvoljen i može da prouzrokuje opasnost.  
INTRAMatic Prophy ugaonik se može upotrebiti zajedno sa KaVo gumenim kupama i četkicama za poliranje kao pomoć pri tretmanu paradentoze rotirajućim poliranjem.
- medicinski proizvod usklađen sa važećim nacionalnim zakonskim odredbama.

U skladu sa tim odredbama, ovaj medicinski proizvod smeju da koriste samo ovlašćeni stručni korisnici u opisane svrhe. Pri tom moraju da se poštuju:

- važeći propisi o zaštiti na radu
- važeće mere za sprečavanje nesreća
- ovo uputstvo za upotrebu

Prema ovim odredbama korisnik je dužan:

- da koristi samo ispravna radna sredstva
- da pazi na pravilnu svrhu upotrebe
- da zaštiti sebe, pacijente i treća lica od opasnosti
- da spreči zagađenje od proizvoda

## 2.3 Napomene o sigurnosti



### OPREZ

**Prevrneno habanje i funkcionalne smetnje usled nestručnog čuvanja pre dužeg perioda neupotrebe.**

Skraćeni radni vek proizvoda.

- ▶ Pre dužih perioda neupotrebe, medicinski proizvod očistite, obavite održavanje i spremite na suvo mesto, u skladu sa uputstvom.

**⚠ UPOZORENJE****Opasnost po terapeuta i pacijenta.**

Kod oštećenja, nepravilnog radnog zvuka, prejakih vibracija, netipičnog zagrevanja ili ako se umetak ne drži čvrsto.

- ▶ Ne raditi dalje i obavestiti servis.

**Napomena**

Kućište glave je specijalnim zaptivačiva zaštićeno od prodiranja paste za poliranje.

**Napomena**

Pre svakog tretmana se iz sigurnosnih razloga mora postaviti dentalna zaštita.

Popravku i održavanje proizvoda firme KaVo ovlašćeni su da obavljaju:

- tehničari u podružnicama firme KaVo diljem sveta
- tehničari koje je posebno obučila firma KaVo

Za obezbedjivanje besprekorne funkcije, neophodno je, medicinski proizvod obraditi prema u KaVo uputstvu za upotrebu opisanim metodama pripreme uz primenu priloženih sredstava za negu i sistema za negu. KaVo preporučuje utvrđivanje za praksu internog intervala održavanja, pri kome se vrednuje medicinski proizvod u pogledu čišćenja, održavanja i funkcija od strane stručnog pogona. Taj interval održavanja zavisi od učestalosti upotrebe i prilagodjava se istoj.

Servisiranje se sme vršiti samo u od strane KaVo-a osposobljenim radionicama za popravku, koje koriste original KaVo rezervne delove.



### 3 Opis proizvoda



INTRAmatic Prophy ugaonik 31 ES (Br. art. 1.003.1109)

#### 3.1 Tehnički podaci

Pogonski broj obrtaja	max. 10.000 min <sup>-1</sup>
Označavanje	1 zeleni prsten
Prenos	4 : 1

Upotrebljive su gumene kupe i četkice za poliranje.

Ugaonik može da se natakne na sve INTRAmatic (LUX) motore i motore sa priključkom u skladu sa ISO 3964/DIN 13940.

### 3.2 Uslovi transporta i uskladištenja







#### **⚠ OPREZ**

**Opasnost pri puštanju medicinskog proizvoda u rad nakon jako hladnog skladištenja.**

Pri tome se može javiti prekid funkcije na medicinskom proizvodu.

- ▶ Jako ohladjene proizvode pre puštanja u rad dovesti na temperaturu od 20 °C do 25 °C (68 °F do 77 °F).

	Temperatura: -20 °C do +70 °C (-4 °F do +158 °F)
	Relativna vlaga vazduha: 5 % do 95 % bez kondenzacije
	Pritisak vazduha: 700 hPa do 1060 hPa (10 psi do 15 psi)
	Zaštiti od vlage

#### 4 Puštanje u rad



##### UPOZORENJE

**Opasnost usled nesterilnih proizvoda.**

Opasnost od infekcije za korisnika i pacijenta.

- ▶ Pre prvog puštanja u rad i nakon svake upotrebe, medicinski proizvod na odgovarajući način pripremite ili ga po potrebi sterilizujte.

## 5 Rukovanje

### 5.1 Staviti medicinski proizvod



#### UPOZORENJE

##### **Skidanje medicinskog proizvoda**

Nepravilno spojen medicinski proizvod može da se otpusti sa motorne spojnice i da padne.

- ▶ Pažljivim povlačenjem pre svakog tretmana proverite da li je medicinski proizvod sigurno spojen na motornoj spojnici.



- ▶ Staviti medicinski proizvod na (LUX) spojnicu motora i fiksirati.
- ▶ Pre svakog tretmana vučenjem proveriti bezbednost položaja medicinskog proizvoda na spojnici motora.

## 5.2 Skinuti medicinski proizvod

- ▶ Laganim odvrtnjem odvojite medicinski proizvod od (LUX) motorne spojnice i skinite ga u smeru ose.

### 5.3 Upotrebiti gumene kupe ili četkice za poliranje



#### Napomena

Koristiti samo gumene kupe ili četkice za poliranje.



#### UPOZORENJE

#### Upotreba nedozvoljenih umetaka.

Povrede pacijenta ili oštećenje medicinskog proizvoda.


- ▶ Poštovati uputstvo za upotrebu i svrsishodno korišćenje umetka.

**⚠ OPREZ**

**Opasnost od povrede umetkom.**  
Infekcije ili porvede posekotinama.

- ▶ Nositi rukavice ili zaštitu za prste.

- ▶ Zahvatač blokirati držačem.







- ▶ Umetak zašafiti odnosno staviti u glavu.
- ▶ Izvaditi držač.
- ▶ Proveriti čvrst položaj umetka.

#### 5.4 Otkloniti gumene kupe ili četkice za poliranje



##### UPOZORENJE

**Opasnost usled rotirajućeg umetka.**

Povrede posekotinama.

- ▶ Ne dodirivati rotirajući umetak!
- ▶ Obavezno izbegavati kontakt između mekog tkiva i glave/vrhova, pošto u suprotnom postoji opasnost od zagrevanja i opekotina!
- ▶ Umetak po završenom tretmanu izvaditi iz ugaonika, da bi se izbegle povrede i infekcije pri spuštanju.

- ▶ Nakon zaustavljanja odviti odnosno skinuti umetak.

## 6 Metode pripreme prema ISO 17664

### 6.1 Priprema na mestu upotrebe



#### UPOZORENJE

##### **Opasnost usled nesterilnih proizvoda.**

Kontaminovani medicinski proizvodi predstavljaju opasnost od infekcije.

- ▶ Preduzmite potrebne mere lične zaštite.

- ▶ Ostatke cementa, kompozita ili krvi otkloniti još na mestu upotrebe.
- ▶ Medicinski proizvod se za pripremu transportuje u suvom stanju. (Ne stavljati u rastvore ili slično).
- ▶ Medicinski proizvod pripremiti u što kraćem vremenu nakon tretmana.
- ▶ Otkloniti umetak iz medicinskog proizvoda.

## 6.2 Čišćenje



### **⚠ OPREZ**


**Funkcionalne smetnje usled čišćenja u ultrazvučnom aparatu.  
Kvar proizvoda.**

- ▶ Čistite samo u termodezinfikatoru ili ručno!

### 6.2.1 Čišćenje: Ručno čišćenje spolja

Potreban pribor:

- pitka voda  $30\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$  ( $86\text{ °F} \pm 10\text{ °F}$ )
- četkice, npr. srednje tvrde četkice za zube



- ▶ Iščetkajte pod tečnom pitkom vodom.

### 6.2.2 Čišćenje: Mašinsko čišćenje spolja

Firma KaVo preporučuje termodezinfektore u skladu sa normom ISO 15883-1,  
npr. Miele G 7781 / G 7881.

(Provera je obavljena programom „VARIO-TD“, sredstvom za čišćenje „neodisher<sup>®</sup> mediclean“, sredstvom za neutralizaciju „neodisher<sup>®</sup> Z“ i sred-

stvom za ispiranje „neodisher® mielclear“ i odnosi se samo na izdržljivost materijala sa proizvodima firme KaVo.)

- ▶ Podešavanja programa i potrebna sredstva za čišćenje i dezinfekciju pogledajte u uputstvu za upotrebu termodezinfikatora.
- ▶ Neposredno nakon mašinskog čišćenja, medicinski proizvod tretirajte sredstvima i sistemima za održavanje koje nudi firma KaVo.

### **6.2.3 Čišćenje: Ručno unutrašnje čišćenje**

Moguće samo sa KaVo CLEANspray i KaVo DRYspray.

- ▶ Pokrijte medicinski proizvod sa KaVo Cleanpac kesom i natakните ga na odgovarajući adapter za čišćenje. Tri puta pritisnite dugme za prskanje u trajanju od po 2 sekunda. Skinite medicinski proizvod sa nastavka za prskanje i ostavite jedan minut da sredstvo za čišćenje djeluje.
- ▶ Nakon toga 3 do 5 sekundi poprskajte sa KaVo DRYspray.

**Pogledajte i:** Uputstvo za upotrebu KaVo CLEANspray/KaVo DRYspray



### Napomena

KaVo CLEANspray i KaVo DRYspray za ručno unutrašnje čišćenje su dostupni samo u sledećim državama:

Nemačka, Austrija, Švajcarska, Italija, Španija, Portugal, Francuska, Luksemburg, Belgija, Holandija, Velika Britanija, Danska, Švedska, Finska i Norveška.

U drugim državama može da se obavlja samo mašinsko unutrašnje čišćenje sa termodezinfikatorima u skladu sa normom ISO 15883-1.

### 6.2.4 Čišćenje: Mašinsko unutrašnje čišćenje

Firma KaVo preporučuje termodezinfikatore u skladu sa normom ISO 15883-1,  
npr. Miele G 7781 / G 7881.



(Provera je obavljena programom „VARIO-TD“, sredstvom za čišćenje „neodisher® mediclean“, sredstvom za neutralizaciju „neodisher® Z“ i sredstvom za ispiranje „neodisher® mielclear“ i odnosi se samo na izdržljivost materijala sa proizvodima firme KaVo.)

- ▶ Podešavanja programa i potrebna sredstva za čišćenje i dezinfekciju pogledajte u uputstvu za upotrebu termodezinfikatora.
- ▶ Neposredno nakon mašinskog čišćenja, medicinski proizvod tretirajte sredstvima i sistemima za održavanje koje nudi firma KaVo.

### 6.3 Dezinfekcija




#### OPREZ

**Funkcionalne smetnje usled upotrebe dezinfekcione kupke ili sredstva za dezinfekciju sa hlorom.**

Kvar proizvoda.

- ▶ Dezinfikujte samo u termodezinfikatoru ili ručno!

### 6.3.1 Dezinfekcija: Ručna spoljna dezinfekcija



Firma KaVo preporučuje na bazi podnošljivosti materijala sledeće proizvode. Mikrobiološku efikasnost mora obezbediti proizvođač sredstva za dezinfekciju.

- Mikrocid AF firme Schülke&Mayr (tečni ili krpe)
- FD 322 firme Dürr
  
- CaviCide firme Metrex

Potrebna pomoćna sredstva:

- Krpe za brisanje medicinskog proizvoda.
- ▶ Sredstvo za dezinfekciju poprskajte na krpu, time prebrišite medicinski proizvod i ostavite da djeluje prema uputstvu proizvođača sredstva za dezinfekciju.



#### Napomena

Pridržavajte se uputstva za upotrebu proizvođača sredstva za dezinfekciju.

### 6.3.2 Dezinfekcija: Ručna unutrašnja dezinfekcija

Za efikasnu ponovnu pripremu potrebno je mašinsko unutrašnje čišćenje aparatom za čišćenje i dezinfekciju u skladu sa normom ISO 15883-1. (Za ovaj proizvod nije predviđena ručna unutrašnja dezinfekcija.)

### **6.3.3 Dezinfekcija: Mašinska spoljna i unutrašnja dezinfekcija**

Firma KaVo preporučuje termodezinfikatore u skladu sa normom ISO 15883-1,  
npr. Miele G 7781 / G 7881.

(Provera je obavljena programom „VARIO-TD“, sredstvom za čišćenje „neodisher® mediclean“, sredstvom za neutralizaciju „neodisher® Z“ i sredstvom za ispiranje „neodisher® mielclear“ i odnosi se samo na izdržljivost materijala sa proizvodima firme KaVo.)

- ▶ Podešavanja programa i potrebna sredstva za čišćenje i dezinfekciju pogledajte u uputstvu za upotrebu termodezinfikatora.
- ▶ Neposredno nakon mašinske dezinfekcije, medicinski proizvod tretirajte sredstvima i sistemima za održavanje koje nudi firma KaVo.

## 6.4 Sušenje

### Ručno sušenje

- ▶ Komprimovanim vazduhom prođuvajte spolja i izduvajte iznutra dok više ne možete da vidite kapi vode.

### Mašinsko sušenje

U pravilu je postupak sušenja sastavni deo programa čišćenja termodezinfikatora.



#### Napomena

Pridržavajte se uputstva za upotrebu termodezinfikatora.

## 6.5 Sredstva i sistemi za negu - održavanje



### OPREZ

Prevremno trošenje i kvarovi zbog nestručnog servisa i održavanja.  
Skraćeni radni vek proizvoda.

- ▶ Redovito obavljajte stručno održavanje!



### Napomena


Izvedati umetak zbog nege.



### Napomena

Firma KaVo garantuje samo besprekorno funkcionisanje proizvoda firme KaVo ukoliko se koriste sredstva za održavanje koja firma KaVo navodi kao pomoćna sredstva, jer su ona prilagođena našim proizvodima i odobrena za namensku upotrebu.


#### 6.5.1 Sredstva i sistemi za negu - održavanje: Nega KaVo sprejom



KaVo preporučuje negu proizvoda nakon svake upotrebe, t. j. nakon svakog mašinskog čišćenja, kao i pre svake sterilizacije.

- ▶ Skinuti umetak.
- ▶ Proizvod prekriti Cleanpac-kesom.
- ▶ Proizvod staviti na kanilu i pritisnuti jednu sekundu taster za brizganje.





### 6.5.2 Sredstva i sistemi za negu - održavanje: Nega KaVo SPRAYrotor


KaVo preporučuje negu proizvoda nakon svake upotrebe, t. j. nakon svakog mašinskog čišćenja, kao i pre svake sterilizacije.

- ▶ Postavite proizvod sa odgovarajućom spojnicom na **KaVo SPRAYrotor** i pokrijte sa Cleanpac kesom.
- ▶ Obavite održavanje proizvoda.

**Pogledajte i:** Uputstvo za upotrebu **KaVo SPRAYrotor**

### 6.5.3 Sredstva i sistemi za negu - održavanje: Nega KaVo QUATTROcare

Aparat za čišćenje i održavanje sa ekspanzionim pritiskom za efikasno čišćenje i održavanje.



KaVo preporučuje negu proizvoda nakon svake upotrebe, t. j. nakon svakog mašinskog čišćenja, kao i pre svake sterilizacije.

- ▶ Skinuti umetak.
- ▶ Negovati proizvod

## 6.6 Pakovanje



### Napomena

Kesa za sterilizaciju mora biti dovoljno velika za instrument, tako da pakovanje ne bude pod pritiskom.

Pakovanje za sterilizaciju mora ispunjavati važeće norme u pogledu kvaliteta i primene, i biti podesno za postupak sterilizacije!

- ▶ Zavarite medicinski proizvod pojedinačno u pakovanje za sterilizaciju (npr. KaVo STERlclav kese **Br. art. 0.411.9912**)!

## 6.7 Sterilizacija

### Sterilizacija u parnom sterilizatoru (autoklavu) EN 13060/ISO 17665-1



#### OPREZ

Prevremno trošenje i kvarovi zbog nestručnog servisa i održavanja.  
Skraćeni radni vek proizvoda.

- ▶ Pre svakog ciklusa sterilizacije medicinski proizvod održavajte sredstvima za čišćenje firme KaVo.

**⚠ OPREZ****Kontaktna korozija usled vlage.**

Oštećenje proizvoda

- ▶ Proizvod izvadite iz parnog sterilizatora odmah nakon završetka sterilizacije!

**135 °C**

Medicinski proizvod ima temperaturnu izdržljivost do maks. 138 °C (280.4 °F).

KaVo preporučuje na primer

- STERlclave B 2200/2200P firme KaVo
- Citomat/K-serije firme Getinge

Od sledećih postupaka sterilizacije može da se izabere prikladan postupak (zavisno od postojećeg aparata).

Autoklav sa trostrukim prethodnim vakumom, min. 4 minuta na  $134\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $273\text{ }^{\circ}\text{F} \pm 1.8\text{ }^{\circ}\text{F}$ )

Autoklav sa gravitacionim postupkom, min. 10 minuta na  $134\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $273\text{ }^{\circ}\text{F} \pm 1.8\text{ }^{\circ}\text{F}$ )

Autoklav sa gravitacionim postupkom, min. 60 minuta na  $121\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $250\text{ }^{\circ}\text{F} \pm 1.8\text{ }^{\circ}\text{F}$ )

Detalje o korišćenju pogledajte u uputstvu proizvođača.

## **6.8 Skladištenje**

Pripremljeni proizvodi se moraju čuvati zaštićeni od prašine u suvoj, tamnoj i hladnoj prostoriji, po mogućnosti bez bakterija.



**Napomena**

Pridržavajte se roka trajanja sterilne opreme.

## 7 Pomoćna sredstva

Može da se poruči preko specijalizovane stomatološke radnje

<b>Kratki tekst materijala</b>	<b>Br. art.</b>
Držač	1.004.0596
Stalak za instrumente 2151	0.411.9501
Cleanpac 10 komada	0.411.9691
Podmetači od celuloze 100 komada	0.411.9862

<b>Kratki tekst materijala</b>	<b>Br. art.</b>
KaVo CLEANspray	1.007.0579
KaVo DRYspray	1.007.0580
KaVo Spray 2112 A	0.411.9640
ROTAspray 2142 A	0.411.7520
QUATTROcare plus Spray 2140 P	1.005.4525













KaVo. Dental Excellence.