Ermitteln der MAC Adresse Retreive the MAC address

Die MAC Adresse ist für eine Everest Software Bestellung erforderlich The MAC address is required for an Everest software order




Über "Start" – "Ausführen" erreichen Sie eine Kommandozeile You can reach a command line via "Start" – "Run"



Geben Sie das folgende Kommando ein und klicken Sie OK (beachten Sie die Leerzeichen)

Enter the following command and click OK (pay attention to the spaces)





Die MAC Adresse befindet sich in der Zeile hinter "Physikalische Adresse"

The MAC addresscan be found in the "Physical Address" line

In diesem Beispiel lautet sie *In this sample it is*:

00-0C-29-36-8E-8F

