





**CATTANI**  
air technology

# Cattani air care AC200QND

OIL-LESS COMPRESSOR

Il compressore a secco Cattani (privo di lubrificazione ad olio) privo di impianto di essiccazione, completo di filtro testata e di verniciatura interna del serbatoio è in grado di fornire aria compressa di elevata qualità. Abbiamo fatto della qualità ed affidabilità la nostra bandiera, per questo siamo in grado di dare 3 anni di garanzia.

The CATTANI oil-less compressor (without oil lubrication and drying system) complete of a compressor head filter and of internal lining of the tank, is capable of supplying compressed air of extremely high quality. We have chosen quality and reliability as our emblems: this is why we can grant you a 3-year warranty.



Tipo	Dati elettrici	Codice
AC200QND	(1~) 230-50 Hz- 7,7 A - 1,2 kw	013265
AC200QND	(3~) 400-50 Hz- 3,6 A - 1,5 kw	013238
AC200QND	(1~) 220-60 Hz- 9,2 A - 1,5 kw	013261

Aria prodotta NI/min at 5 bar	160
Capacità serbatoio litri	30
Peso kg	63,5
Livello pressione sonora db (A)	63

Type	Electrical data	Code
AC200QND	(1~) 230-50 Hz- 7,7 A - 1,2 kw	013265
AC200QND	(3~) 400-50 Hz- 3,6 A - 1,5 kw	013238
AC200QND	(1~) 220-60 Hz- 9,2 A - 1,5 kw	013261

Delivered air NI/min at 5 bar	160
Tank capacity liters	30
Weight kg	63,5
Sound pressure level db (A)	63

## CATTANI S.p.A.

Via Natta, 6/A - 43122 Parma - Italy - Tel. +39 0521 607604  
SALE DEPT. FAX: +39 0521 607628 - PURCHASING DEPT. FAX: +39 0521 607855  
ACCOUNTING DEPT. FAX: +39 0521 399966  
<http://www.cattani.it> Email: [info@cattani.it](mailto:info@cattani.it) PEC: [cattani@peclife.it](mailto:cattani@peclife.it)

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01720020344 - E.E.C. VAT IT 01720020344 -  
Capitale Sociale € 1.549.800,00 I.V. - R.E.A. 173616  
Registro Imprese Parma n. 01720020344

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =